

# 影像式喉頭鏡 簡易操作說明



# (一)準備動作

- 喉頭鏡安裝備妥後，將拋棄式葉片裝入喉頭鏡攝影棒，確認卡住固定栓。打開電源檢視螢幕是否正常。
- 保持病患壓額抬顎姿勢。



## (二)操作說明

- 將喉頭鏡置入口腔，撥開舌頭尋找會厭軟骨。
- 利用螢幕導引，找到會厭軟骨與聲門。
- 將氣管內管推入通過聲門。確認插管深度，退出喉頭鏡取下拋棄式葉片。



### (三)基礎保養

適合之清潔消毒方式	充電式螢幕握把	彎/直式影像喉頭鏡
75% 酒精擦拭	O	O
酵素清潔劑浸泡	X	O
2% 戊二醛消毒液浸泡	X	O
環氧乙烷氣體消毒	X	X
高壓消毒	X	X

## (四) 影像式喉頭鏡-簡易故障排除

症狀	原因	建議
螢幕無法運作	電力過低	充電
	工具插頭與螢幕插座氧化	將接觸端子清潔
	探條/喉頭鏡與握把接觸不良	探條/葉片插頭與螢幕插座旋緊
資料無法傳輸	傳輸線接觸不良	重新檢查傳輸線是否連接完整
螢幕影像不清	檢查鏡頭前端是否汙染	將鏡頭重新清潔

◆ 如有其他原因導致產品無法使用，請通知本公司派員處理

## (五)注意事項

- 影像式喉頭鏡、握把螢幕、相關配件出廠後均為密封設計，毋需任何校正，請勿自行拆封。若產品需維修、調整、改裝時請聯絡本公司或經授權之經銷商，若自行拆封，本公司一律不負任何維修責任。



亞仕丹企業有限公司  
TEL:07-372-6129 FAX:07-372-4783



維修問題請掃描QR Code 將有專人為您服務