

影像式插管探條

簡易操作說明



(一)準備動作

- 將插管探條彎折至合適角度，約60～90度角，並將插管探條外部上適當之潤滑；打開電源檢視螢幕是否正常。
- 以下顎上提方式，打開病患嘴巴。



(二)操作說明

- 打開嘴巴，利用抬下顎方式將舌頭與下巴抬起，將插管探條從嘴部中線沿著舌頭背部緩慢置入並觀察口腔狀況。
- 當螢幕出現會厭軟骨部位時，再將插管探條沿著會厭軟骨下緣往上推入。



(二)操作說明

- 在螢幕的導引下，將插管探條通過聲門，置入氣管。
- 當螢幕出現環狀軟骨後，以旋轉方式將氣管內管往前推並固定住後，將插管探條反方向抽出，結束插管動作。



(三)基礎保養

適合之清潔消毒方式	充電式螢幕握把	影像式插管探條
75%酒精擦拭	O	O
酵素清潔劑浸泡	X	O
2%戊二醛消毒液浸泡	X	O
環氧乙烷氣體消毒	X	X
高壓消毒	X	X

(四) 影像式插管探條-簡易故障排除

症狀	原因	建議
螢幕無法運作	電力過低	充電
	工具插頭與螢幕插座氧化	將接觸端子清潔
	探條/喉頭鏡與握把接觸不良	探條/葉片插頭與螢幕插座旋緊
資料無法傳輸	傳輸線接觸不良	重新檢查傳輸線是否連接完整
螢幕影像不清	檢查鏡頭前端是否汙染	將鏡頭重新清潔

◆ 如有其他原因導致產品無法使用，請通知本公司派員處理

(五)注意事項

- 影像式插管探條、握把螢幕、相關配件出廠後均為密封設計，毋需任何校正，請勿自行拆封。若產品需維修、調整、改裝時請聯絡本公司或經授權之經銷商，若自行拆封，本公司一律不負任何維修責任。



亞仕丹企業有限公司
TEL:07-372-6129 FAX:07-372-4783



維修問題請掃描QR Code 將有專人為您服務